

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SERINGA 05 ML	2446	4.000	800	50			100									950	5496
SERINGA 10 ML	1274	1.000	140		100											240	2034
SERINGA 20 ML	4681		100	50	100	50	50						50			400	4281
SERINGA DE INSULINA AGULHADA	1050	2000	200		200											400	2650
SERINGA DE INSULINA NÃO AGULHADA	2000															0	2000
SERINGA TUBERCULINICA	0															0	0
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	15															0	15
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	10															0	10
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	0															0	0
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	0															0	0
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	40															0	40
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	0															0	0
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	0															0	0
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	0															0	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5	0															0	0
SONDA FOLLEY Nº 12	10															0	10
SONDA FOLLEY Nº 14	16															0	16
SONDA FOLLEY Nº 16	10															0	10
SONDA FOLLEY Nº 18	13															0	13
SONDA FOLLEY Nº 20	13															0	13
SONDA NASOENTERAL CURTA Nº 12	0															0	0
SONDA NASOENTERAL CURTA Nº 16	0															0	0
SONDA NASOENTERAL CURTA Nº 18	0															0	0
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	0															0	0
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	23															0	23
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	8															0	8
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	8															0	8
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	1															0	1
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO Nº 12	0															0	0
SONDA URETRAL Nº 6	50															0	50
SONDA URETRAL Nº 10	0															0	0
SONDA URETRAL Nº 14	77						40						37			77	0
SONDA URETRAL Nº 16	0															0	0
SORO FISIOLÓGICO 0,9% (100 ML)	0	2350	72	36	72	72	20				5		108		10	395	1955
SORO FISIOLÓGICO 0,9% (250 ML)	165	2120	150	30	90	30	30				5		90		10	435	1850
SORO FISIOLÓGICO 0,9% (500 ML)	396	2300	80	20	40	20							60		10	230	2466
SORO FISIOLÓGICO 0,9% (1000 ML)	139		16		15								20			51	88

SORO GLICOFISIOLÓGICO (250 ML)	0																0	0
SORO GLICOFISIOLÓGICO (500 ML)	32		22	10													32	0
SORO GLICOSADO 5% (250 ML)	128		40	10	40												90	38
SORO GLICOSADO 5% (500 ML)	291		36		12	12											60	231
SORO PARA INALAÇÃO 0,9% (10 ML)	800	2.000		70													70	2730
SORO RINGER LACTATO 500 ML	75																0	75
STOPER	32		4	2	4	1											11	21
SUPORTE DE BRAÇO	0																0	0
SUPORTE DE COPO DESCATÁVEL	0																0	0
SUPORTE PARA DESCARTEX 13 L	5																0	5
TALA PARA IMOBILIZAÇÃO M	62										12		10				22	40
TENTACANULA 15 CM	3																0	3
TERMOMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO	19					1											1	18
TERMOMETRO DIGITAL	1		1														1	0
TERMÔMETRO GELADEIRA VACINA	6																0	6
TESOURA SPENCER RETA 9 CM (AÇO INÓX)	1																0	1
TESOURA SPENCER RETA 12 CM (AÇO INÓX)	12																0	12
TESOURA MAYO CURVA Nº 15 CM (AÇO INÓX)	0																0	0
TESOURA MAYO RETA Nº 14 CM (AÇO INÓX)	11																0	11
TESOURA MAYO RETA Nº 15 CM (AÇO INÓX)	0																0	0
TESOURA PARA RETIRADA DE PONTO (SPENCER Nº 12CM)	0																0	0
TOALHAS DE PAPEL (PCTE. C/ 1000 UN.)	122			7	14	7	5	2		7			30				72	50
TOUCA DESCARTÁVEL	0																0	0
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO	0																0	0
TUBO DE LÁTEX (GARROTE) Nº 202	1																0	1
TRAVESSEIRO	1																0	1
UMIDIFICADOR	0																0	0
URIPEN Nº 4	4																0	4
URIPEN Nº 5	0																0	0
URIPEN Nº 6	0																0	0
URIPEN Nº 7	7												2				2	5